

Anticorpo Policlonale Anti-Bmp3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P12645

Numero articolo: CM0027446



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-BMP3 convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Mira a BMP3 umano (P12645), reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per ricerche sullo sviluppo osseo e la segnalazione TGF-beta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	BMP3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	BMP-3A; BMP3
Specie	Umana
ID Gene (umano)	651
ID Gene	651
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 243-472 di BMP3 umano (NP_001192.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P12645
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio