

Anticorpo Policlonale Anti-Bmp4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12644

Numero articolo: CM0013390

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro BMP4 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione TGF-beta, della biologia dello sviluppo e dell'osteogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BMP4 Rabbit pAb
Note/Alias	ZYME; BMP2B; OFC11; BMP2B1; MCOP56; BMP4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	652
GeneID	652
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-350 di BMP4 umano (NP_001193.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P12644
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio