

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Bmp4 Per Wb E Elisa - P12644

Numero articolo: CM0002434

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-BMP4 validato per WB e ELISA in uomo, topo e ratto. La proteina morfogenetica ossea 4 è un membro della superfamiglia TGF-beta coinvolto nello sviluppo e nell'osteogenesi. Disponibile da CamelBio, il tuo partner unico per le materie prime IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BMP4 Rabbit mAb
Note/Alias	ZYME; BMP2B; OFC11; BMP2B1; MCOPS6; BMP4
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	652
ID gene	652
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-350 della BMP4 umana (NP_001193.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P12644
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio