

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Bmp4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12644

Numero articolo: CM0003433

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-BMP4 validato per Western blot, IHC (paraffina), IF/ICC ed ELISA; rileva specificamente il BMP4 umano, un fattore di crescita TGF-beta essenziale per lo sviluppo, l'osteogenesi e l'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BMP4 Coniglio mAb
Note/Alias	ZYME, BMP2B, OFC11, BMP2B1, MCOPS6, BMP4
Specie	Umano
GenelD (Umano)	652
GenelD	652
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 309-408 del BMP4 umano (P12644).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P12644
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio