

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bmp5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P22003

Numero articolo: CM0029203

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro BMP5 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva BMP5 in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione delle proteine morfogenetiche dell'osso.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio BMP5
Note/Alias	BMP5
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	653
ID Gene	653
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 317-454 di BMP5 umano (NP_066551.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P22003
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio