


Anticorpo Monoclonale Anti-Bmp6 Per Wb, If/Icc, Elisa - P22004

Numero articolo: CM0012318



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-BMP6 di alta qualità, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sullo sviluppo osseo, sul metabolismo del ferro e sulla segnalazione TGF-beta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb BMP6 di coniglio
Note/alias	IO; VGR; VGR1; BMP6
Specie	Uomo
GeneID (umano)	654
GeneID	654
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P22004
Peso della proteina	57 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante