


## Anticorpo Policlonale Anti-Bmp6 Per If/Icc Ed Elisa - P22004

Numero articolo: CM0018568



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro BMP6 umano, validato per immunofluorescenza (IF/ICC) ed ELISA. Reagisce con BMP6 umano e murino (57 kDa). Ideale per studi sullo sviluppo osseo e sul metabolismo del ferro.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | BMP6 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Osservazioni/Alias    | IO; VGR; VGR1; BMP6                                                                                                          |
| Specie                | Umano                                                                                                                        |
| GeneID (Umano)        | 654                                                                                                                          |
| GeneID                | 654                                                                                                                          |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 375-513 di BMP6 umano (NP_001709.1) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                        |
| Applicazione          | IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo                                                                                                                  |
| SWISS                 | P22004                                                                                                                       |
| Peso Proteico         | 57kDa                                                                                                                        |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                            |