


Anticorpo Policlonale Anti-Bmp6 Per Wb E Elisa - P22004

Numero articolo: CM0025938



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per BMP6 umana, validato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per ricerche sullo sviluppo osseo, il metabolismo del ferro e la segnalazione TGF-beta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BMP6 Rabbit pAb
Note/Alias	IO; VGR; VGR1; BMP6
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	654
GeneID	654
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 375-513 della BMP6 umana (NP_001709.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P22004
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio