


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Bmp7 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P18075

Numero articolo: CM0017104



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro BMP7, validato per WB, IHC-P, ELISA su campioni di uomo, topo e ratto. Adatto per studiare la segnalazione TGF-beta, lo sviluppo e l'osteogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BMP7 Rabbit pAb
Note/Alias	OP-1; BMP7
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	655
GeneID	655
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 70-251 di BMP7 (NP_001710.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P18075
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio