

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Bmpr1A Per Wb, Elisa - P36894

Numero articolo: CM0022602



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio BMPR1A (ALK3/CD292) per applicazioni WB ed ELISA, reattivo nell'uomo, topo e ratto. Utile per investigare la segnalazione del recettore BMP, lo sviluppo scheletrico e le vie delle proteine morfogenetiche ossee.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BMPR1A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ALK3; SKR5; ALK-3; CD292; ACVRLK3; BMPR-1A; 10q23del; BMPR1A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	657
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-200 del BMPR1A umano (NP_004320.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P36894
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio