


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bmpr1B Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 000238

Numero articolo: CM0023181



introduzione

Anticorpo BMPR1B policlonale di coniglio validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi sulla segnalazione delle proteine morfogenetiche ossee e sulla differenziazione dei condrociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BMPR1B pAb di Coniglio
Note/Alias	ALK6, AMD3, AMDD, BDA2, ALK-6, BDA1D, CDw293, BMPR1B
Specie	Umano
ID Gene	658
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-126 di BMPR1B umano (NP_001194.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00238
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio