

Anticorpo Policlonale Anti-Bmpr2 Da Coniglio - Q13873

Numero articolo: CM0021602



introduzione

Anticorpo policlonale anti-BMPR2 da coniglio di alta qualità per uso di ricerca. Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Riconosce il recettore BMP di tipo II (BMPR-II) umano, murino e di ratto. Immunogeno ricombinante (aa27-150).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BMPR2 Rabbit pAb
Note/Alias	BMR2; PPH1; BMPR3; BRK-3; POVD1; T-ALK; BMPR-II; BMPR2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	659
GeneID	659
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-150 della BMPR2 umana (NP_001195.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonal
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q13873
Peso Proteico	115kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio