


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bms1 Per Wb, Elisa - Q14692

Numero articolo: CM0016441



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega alla BMS1 umana (omologo della proteina di biogenesi del ribosoma BMS1). Adatto per Western blot e ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Rileva una proteina di 146 kDa; ideale per studi sulla biogenesi del ribosoma e sull'assemblaggio nucleolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BMS1 Rabbit pAb
Note/Alias	ACC; BMS1L; BMS1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9790
GeneID	9790
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 600-900 della BMS1 umana (NP_055568.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14692
Peso proteico	146kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio