


Anticorpo Policlonale Anti-Bmx Per Wb, Elisa - P51813

Numero articolo: CM0025857



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro BMX (ETK, PSCTK2, PSCTK3), validato per WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con umano e topo. Utile per studiare la trasduzione del segnale, l'angiogenesi e la migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BMX Rabbit pAb
Note/Alias	ETK; PSCTK2; PSCTK3; BMX
Specie	Umano
GeneID (umano)	660
GeneID	660
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 di BMX umano (NP_001712.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P51813
Peso Proteico	78kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio