

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Bnip1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q12981

Numero articolo: CM0012748

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro BNIP1 umano (SEC20) per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Adatto per la ricerca sullo stress del reticolo endoplasmatico, sull'apoptosi e sull'autofagia mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	mAb BNIP1 di coniglio
Note/alias	NIP1; SEC20; TRG-8; BNIP1
Specie	Umano
GeneID (umano)	662
GeneID	662
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di BNIP1 umano (Q12981)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q12981
Peso della proteina	26 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante