

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Bnip1 Per Wb E Elisa - Q12981

Numero articolo: CM0028522

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting la proteina BNIP1 (SEC20/NIP1) umana. Adatto per applicazioni Western blot (WB) e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Supporta la ricerca sulla fusione della membrana del reticolo endoplasmatico, l'apoptosi e l'autofagia mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BNIP1 Rabbit pAb
Note/Alias	NIP1; SEC20; TRG-8; BNIP1
Specie	Umana
GeneID (umano)	662
GeneID	662
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di BNIP1 umana (NP_001196.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q12981
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio