


Anticorpo Policlonale Anti-Bnip3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q12983

Numero articolo: CM0030765



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting BNIP3 umano, validato per applicazioni WB, IHC-P e ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per studi su apoptosi, autofagia e controllo della qualità mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BNIP3 Rabbit pAb
Note/Alias	NIP3; HABON; BNIP3
Specie	Umana
GeneID (umano)	664
GeneID	664
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-120 di BNIP3 umano (NP_004043.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q12983
Peso proteico	22 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio