

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bnip3 Per If/Icc Ed Elisa - Q12983

Numero articolo: CM0015112



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro BNIP3 umano, validato per IF/ICC ed ELISA. Ideale per lo studio dell'apoptosi, del controllo di qualità mitocondriale e delle interazioni ospite-virus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BNIP3 Rabbit pAb
Note/Alias	NIP3; HABON; BNIP3
Specie	Umano
GeneID (umano)	664
GeneID	664
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-140 di BNIP3 umano (NP_004043.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q12983
Peso della proteina	22 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante