

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bnip3L Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60238

Numero articolo: CM0028346

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro BNIP3L (NIX) umano. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva BNIP3L in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studi sull'apoptosi e sul controllo di qualità mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio BNIP3L
Note/Alias	NIX; BNIP3a; BNIP3L
Specie	Umano
GeneID (Umano)	665
GeneID	665
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 95-180 di BNIP3L umano (NP_004322.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60238
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio