

## Anticorpo Policlonale Anti-Bnp Per Wb, If, Ihc, Elisa - P16860

Numero articolo: CM0020551



### introduzione

L'Anticorpo Policlonale BNP Coniglio rileva l'ormone cardiaco BNP in campioni umani, di topo e di ratto. Convalidato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P ed ELISA. Ideale per la ricerca cardiovascolare e renale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                         |
|-----------------------|--------------------------------|
| Nome del Prodotto     | BNP Rabbit pAb                 |
| Note/Alias            | BNP; Iso-ANP                   |
| Specie                | Umano                          |
| GeneID (Umano)        | 4879                           |
| GeneID                | 4879                           |
| Immunogeno            | Peptide sintetico              |
| Sorgente              | Coniglio                       |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali          |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto             |
| SWISS                 | P16860                         |
| Peso Proteico         | 15 kDa                         |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio              |