

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Bnp Per Wb, Elisa - P16860

Numero articolo: CM0007460



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro BNP umano (Iso-ANP), validato per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca cardio-renale e sui peptidi natriuretici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio anti-BNP
Note/Alias	BNP; Iso-ANP
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4879
ID Gene	4879
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 35-134 del BNP umano (NP_002512.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P16860
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Sacca refrigerante