

Anticorpo Monoclonale Anti-Bob1 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q16633

Numero articolo: CM0010519



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia BOB1 umano (POU2AF1), validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Ideale per studi sulla regolazione della trascrizione nelle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BOB1 Rabbit mAb
Note/Alias	BOB1; OBF1; OCAB; OBF-1
Specie	Umano
ID gene (Umano)	5450
ID gene	5450
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 150-250 di BOB1 umano (NP_006226.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q16633
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio