


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Bok Per Wb E Elisa - Q9Umx3

Numero articolo: CM0006990



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità che targeting BOK umano (proteina killer ovarica correlata a Bcl-2). Validato per WB e ELISA con reattività crociata su umano, topo e ratto. Ideale per studi sull'apoptosi e sulla via mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BOK mAb coniglio
Note/Alias	BOKL; BCL2L9; BOK
Specie	Umano
GenelD (umano)	666
GenelD	666
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UMX3
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio