


Anticorpo Policlonale Anti-Bok Coniglio Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Umx3

Numero articolo: CM0020643



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce BOK umano (BCL2L9). Applicabile in WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Supporta la ricerca sull'apoptosi e l'oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BOK Rabbit pAb
Note/Alias	BOKL; BCL2L9; BOK
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	666
Gene ID	666
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di BOK umano (NP_115904.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UMX3
Peso Proteico	23 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio