


Anticorpo Policlonale Anti-Bola3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q53S33

Numero articolo: CM0024332



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro BOLA3 umana, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reattività crociata con topo e ratto. Adatto per studi sull'assemblaggio di cluster Fe-S mitocondriali e per lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BOLA3 Rabbit pAb
Note/Alias	MMD52; BOLA3
Specie	Umana
GeneID (Umano)	388962
GeneID	388962
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-68 di BOLA3 umana (NP_997717.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q53S33
Peso proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio