

Anticorpo Policlonale Anti-Boll Per Wb, Elisa - Q8N9W6

Numero articolo: CM0027803

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro BOLL (BOULE) umano, validato per Western blot e ELISA. Rileva BOLL in campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sulla spermatogenesi e sulle proteine leganti l'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome prodotto	BOLL Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	BOULE; BOLL
Specie	Umana
ID gene (Umano)	66037
ID gene	66037
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-283 di BOLL umano (NP_149019.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8N9W6
Peso proteico	31 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio