

Anticorpo Monoclonale Anti-Boule/Boll Per Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8N9W6

Numero articolo: CM0012261



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro BOLL (BOULE) umano, validato per WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla spermatogenesi e la fertilità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-BOULE/BOLL
Note/Alias	BOULE
Specie	Umano
GenelD (umano)	66037
GenelD	66037
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 di BOLL umano (NP_932074.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N9W6
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio