


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Bpi Per Wb, Elisa - P17213

Numero articolo: CM0029472



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato alla proteina umana battericida aumentatrice della permeabilità (BPI). Validato per WB ed ELISA. Reagisce incrociato con il mouse. Ideale per la ricerca sull'immunità innata e sui batteri Gram-negativi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BPI Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	rBPI; BPIFD1; BPI
Specie	Umano
Gene ID	671
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 248-487 del BPI umano (NP_001716.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P17213
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio