

Anticorpo Policlonale Anti-Bpifa1 Per Wb, Elisa - Q9Np55

Numero articolo: CM0029009



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro BPIFA1 umano (SPLUNC1), validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con Topo, Ratto. Adatto per studiare l'immunità innata, la biologia delle vie aeree e i ruoli antimicrobici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BPIFA1 Rabbit pAb
Note/Alias	LUNX, NASG, PLUNC, SPURT, SPLUNC1, bA49G10.5, BPIFA1
Specie	Umano
ID Gene	51297
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-256 di BPIFA1 umano (NP_057667.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9NP55
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio