

Anticorpo Policlonale Anti-Brachyury Per Wb, If/Icc, Elisa - O15178

Numero articolo: CM0022783



introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità anti-Brachyury di coniglio di CamelBio, validato per WB, IF/ICC ed ELISA nell'uomo e nel ratto. Strumento essenziale per lo studio della formazione del mesoderma e della regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Brachyury Rabbit pAb
Note/alias	T; TFT; SAVA; Brachyury
Specie	Uomo
GeneID	6862
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante di Brachyury contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 226-435 di Brachyury umano (NP_003172.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, ratto
SWISS	O15178
Peso della proteina	47 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante