

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Brachyury Per Wb, If/Icc, Elisa - O15178

Numero articolo: CM0008102



### introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro la Brachyury umana (fattore di trascrizione T-box T), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con antigeni umani, murini e di ratto. Adatto per la ricerca sulla differenziazione del mesoderma e sulla biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | Brachyury Rabbit mAb                                                                                                            |
| Note/Alias          | T; TFT; SAVA; Brachyury                                                                                                         |
| Specie              | Umana                                                                                                                           |
| ID gene (umano)     | 6862                                                                                                                            |
| ID gene             | 6862                                                                                                                            |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 266-435 della Brachyury umana (O15178) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                           |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                               |
| Reattività crociata | Uomo, topo, ratto                                                                                                               |
| SWISS               | O15178                                                                                                                          |
| Peso della proteina | 47 kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Sacca di ghiaccio                                                                                                               |