

Anticorpo Monoclonale Anti-Braf V600E Per Wb - P15056

Numero articolo: CM0007013



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità mirato a BRAF V600E (84 kDa). Adatto per WB, IF/ICC, ELISA; reattivo per umano. Ideale per la ricerca oncologica e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BRAF V600E Rabbit mAb
Note/Alias	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; BRAF V600E
Specie	Umano
GeneID (Umano)	673
GeneID	673
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P15056
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio