

Anticorpo Policlonale Anti-Brca1 Per Wb Ed Elisa - P38398

Numero articolo: CM0014185



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro BRCA1 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce con proteine umane e murine. Immunogeno: peptide sintetico compreso tra gli amminoacidi 100-200. Per lo studio della riparazione del DNA e della soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb BRCA1 di coniglio
Note/alias	IRIS; PSCP; BRCAI; BRCC1; FANCS; PNCA4; RNF53; BROVCA1; PPP1R53; BRCA1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	672
GeneID	672
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di BRCA1 umano (NP_009225.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P38398
Peso della proteina	208 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante