

Anticorpo Policlonale Anti-Brca1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P38398

Numero articolo: CM0013583



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro BRCA1 umano per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Riconosce BRCA1 umano; ~208 kDa. Adatto per applicazioni di ricerca sulla riparazione dei danni al DNA e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BRCA1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	IRIS; PSCP; BRCAI; BRCC1; FANCS; PNCA4; RNF53; BROVCA1; PPP1R53; BRCA1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	672
GenelD	672
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P38398
Peso Proteico	208kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio