

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Brca2 Per Wb - P51587

Numero articolo: CM0019862



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità rivolto a BRCA2 umano (UniProt P51587). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per ricerche sulla riparazione del danno al DNA, la biologia del cancro e il ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BRCA2 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	FAD; FACD; FAD1; GLM3; BRCC2; FANCD; PNCA2; FANCD1; XRCC11; BROVCA2; BRCA2
Specie	Uomo
ID genico	675 (Uomo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1400-1600 di BRCA2 (NP_000050.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P51587
Peso proteico	384 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio