

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Brcc2/Blid Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Izy5

Numero articolo: CM0026149

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Anti-BRCC2/BLID adatto per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce incrociatamente con umano, topo e ratto. Per studi su apoptosi e morte cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BRCC2/BLID Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	BRCC2; BRCC2/BLID
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	414899
Gene ID	414899
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-108 di BRCC2/BLID umano (NP_001001786.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8IZY5
Peso proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio