


Anticorpo Monoclonale Anti-Brd2 Per Wb, Elisa - P25440

Numero articolo: CM0005322



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia BRD2 umano (proteina contenente bromodominio 2), convalidato per Western blot e ELISA. Ottenuto contro i residui 1-345, rileva il lettore di cromatina di ~88 kDa coinvolto nella regolazione genica e nell'architettura della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KD] BRD2 Rabbit mAb
Annotazioni/Altri nomi	FSH; NAT; RNF3; FSRG1; RING3; FSHRG1; D6S113E; O27.1.1; BRD2-IT1; BRD2
Specie	Umana
GeneID (umano)	6046
GeneID	6046
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-345 di BRD2 umano (NP_005095.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P25440
Peso proteico	88kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio