


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Brd2 Per Wb, Elisa - P25440

Numero articolo: CM0022829



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-BRD2 umano, validato per Western blot e ELISA. Riconosce la proteina 2 contenente il dominio bromo, un lettore della cromatina coinvolto nella regolazione trascrizionale e nella compartimentazione del genoma. Adatto per la biologia della cromatina e la ricerca epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BRD2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	FSH; NAT; RNF3; FSRG1; RING3; FSHRG1; D6S113E; O27.1.1; BRD2-IT1; BRD2
Specie	Umano
Gene ID	6046
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 del BRD2 umano (NP_005095.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P25440
Peso proteico	88kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio