


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Brd4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O60885

Numero articolo: CM0003776



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-BRD4 di alta qualità validato per WB, IHC-P e ELISA. Riconosce la proteina BRD4 umana, un lettore di istoni acetilati fondamentale per la memoria epigenetica e la regolazione della trascrizione. Ideale per la ricerca sul cancro e sull'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BRD4 Rabbit mAb
Note / Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; BRD4
Specie	Umana
GeneID (umano)	23476
GeneID	23476
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 della BRD4 umana (O60885).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	O60885
Peso proteico	152 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio