


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Brd9 Per Wb, Elisa - Q9H8M2

Numero articolo: CM0006389



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che si lega al BRD9 umano. Adatto per applicazioni Western blot e ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Il bersaglio è un lettore di cromatina coinvolto nella regolazione della trascrizione e nella ricombinazione omologa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BRD9 Coniglio mAb
Note/Alias	PRO9856; SMARCI2; LAVS3040; BRD9
Specie	Umano
Gene ID (umano)	65980
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 274-597 del BRD9 umano (NP_076413.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H8M2
Peso Proteico	67kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio