


Anticorpo Policlonale Anti-Brd9 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H8M2

Numero articolo: CM0028241



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al BRD9 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociato con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerche sul rimodellamento della cromatina e sulla ricombinazione omologa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BRD9 Rabbit pAb
Note/Alias	PRO9856; SMARCI2; LAVS3040; BRD9
Specie	Umano
GeneID (umano)	65980
GeneID	65980
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 274-597 del BRD9 umano (NP_076413.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H8M2
Peso proteico	67 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio