


Anticorpo Policlonale Anti-Brf2 Coniglio Per Wb E Elisa - Q9Haw0

Numero articolo: CM0026306



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega al BRF2 umano. Validato per WB e ELISA, riconosce una banda di 47kDa in campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per ricerche sulla trascrizione e sullo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BRF2 Rabbit pAb
Note/Alias	BRFU; TFIIB50; BRF2
Specie	Umano
GeneID (umano)	55290
GeneID	55290
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 180-419 del BRF2 umano (NP_060780.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9HAW0
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio