


Anticorpo Monoclonale Anti-Brg1/Smarca4 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P51532

Numero articolo: CM0003899



introduzione

Anticorpo monoclonale che si lega a BRG1/SMARCA4 umano (SWISS: P51532), validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA; cross-reattivo con topo e ratto. Ideale per studi sul rimodellamento della cromatina e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BRG1/SMARCA4 Rabbit mAb
Note/Alias	BRG1; CSS4; SNF2; SWI2; MRD16; RTP52; BAF190; SNF2L4; SNF2LB; hSNF2b; BAF190A; SNF2-beta; BRG1/SMARCA4
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6597
Gene ID	6597
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 200-300 di BRG1/SMARCA4 umano (P51532)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P51532
Peso Proteico	185 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio