

Anticorpo Policlonale Anti-Brg1/Smarca4 Per Wb, If/Icc, Elisa - P51532

Numero articolo: CM0014190



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro BRG1/SMARCA4 umano (P51532). Validato per western blot, immunofluorescenza/immunocitochimica e ELISA. Fattore di rimodellamento della cromatina coinvolto nella regolazione genica e nella EMT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	[KO Validated] BRG1/SMARCA4 Rabbit pAb
Note/Alias	BRG1; CSS4; SNF2; SWI2; MRD16; RTPS2; BAF190; SNF2L4; SNF2LB; hSNF2b; BAF190A; SNF2-beta; A4
Specie	Umana
ID gene (Umano)	6597
ID gene	6597
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P51532
Peso proteico	185kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio