

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Brinp3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q76B58

Numero articolo: CM0021264

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro BRINP3 (FAM5C). Per applicazioni WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Riconosce la proteina di 88 kDa coinvolta nell'inibizione della proliferazione neuronale e nella tumorigenesi ipofisaria. UniProt Q76B58.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BRINP3 Rabbit pAb
Note/Alias	FAM5C; DBCCR1L; DBCCR1L1; BRINP3
Specie	Umano
GeneID (umano)	339479
GeneID	339479
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q76B58
Peso proteico	88kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio