

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Brip1 Per Wb Ed Elisa - Q9Bx63

Numero articolo: CM0027587



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro BRIP1 umano (FANCI). Validato per Western blot ed ELISA. Utile per studiare la riparazione del DNA, la via dell'anemia di Fanconi e la stabilità cromosomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BRIP1 Rabbit pAb
Note/Alias	OF; BACH1; FANCI; BRIP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	83990
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di BRIP1 umano (NP_114432.2))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9BX63
Peso Proteico	141kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio