


## Anticorpo Policlonale Anti-Brix1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tdn6

Numero articolo: CM0013019



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro BRIX1 umano, validato per Western blot, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla biogenesi dei ribosomi e sulla funzione nucleolare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | BRIX1 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Note/Altri Nomi     | BRIX; BXDC2; BRIX1                                                                                                           |
| Specie              | Uomo                                                                                                                         |
| ID Gene (Uomo)      | 55299                                                                                                                        |
| ID Gene             | 55299                                                                                                                        |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-353 di BRIX1 umano (NP_060791.3). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                        |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                             |
| Reattività Crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                            |
| SWISS               | Q8TDN6                                                                                                                       |
| Peso Proteico       | 41kDa                                                                                                                        |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                            |