

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Brk1 Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wuw1

Numero articolo: CM0020634



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio direzionato contro BRK1 umano (Proteina BRICK1, HSPC300). Convalidato per IHC-P, IF/ICC e ELISA con reattività crociata verso uomo e topo. Ideale per lo studio della regolazione dell'actina mediata dal complesso WAVE e delle vie di traffico endocitico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BRK1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MDS027; hHBrk1; C3orf10; HSPC300; BRK1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	55845
ID gene	55845
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-75 di BRK1 umano (NP_060932.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q8WUW1
Peso proteico	9 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio