


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Brms1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hcu9

Numero articolo: CM0003271



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che si lega al BRMS1 umano per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'apoptosi, sulla soppressione delle metastasi e sulla segnalazione NF-kB.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BRMS1 Coniglio mAb
Note/Alias	BRMS1; soppressore delle metastasi del carcinoma mammario 1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	25855
Gene ID	25855
Immunogeno	Peptide Sintetico (un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 del BRMS1 umano (Q9HCU9))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9HCU9
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio