


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Brms1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hcu9

Numero articolo: CM0015294



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro BRMS1 umano, un soppressore della metastasi. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Adatto per la ricerca sul carcinoma mammario e sull'anoikis. Reagisce con umano, topo, ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	BRMS1 Rabbit pAb
Note/Alias	BRMS1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	25855
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 90-210 di BRMS1 umano (NP_056214.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9HCU9
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio